



МОДУЛЯТОР МАТРИЦЫ ГАРЯЕВА КАТУШКАМИ МИШИНА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



История версий

№ версии	Описание	Дата
1.0	Первая редакция	
1.1p	Русская редакция, с изменениями	14.03.2019



Оглавление

История версий.....	2
Оглавление.....	3
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.....	4
2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА.....	5
3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ.....	7
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА.....	9
4.1. Результаты воздействия модулятора.....	9
4.2. Показания к применению модулятора Гаряева-Мишина.....	9
4.3. Применять с осторожностью.....	10
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	13
6. БИБЛИОГРАФИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ.....	17
7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	18
8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	19
9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	20
10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.....	20
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	21
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	22



1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

Физиотерапевтический аппарат «Модулятор Гаряева-Мишина» предназначен для проведения оздоравливающих процедур по методу Лингвистико-Волновой Генетики. Аппарат оказывает восстанавливающее воздействие на организм человека путём резонансного воздействия особым образом организованного физического поля.

Принципы Лингвистико-Волновой Генетики напрямую связаны с так называемыми торсионными (вихревыми) эффектами, которые в организме человека выполняют важнейшие регуляторные функции. Мы смогли применить их в приборах Мишина, работа которых основана на использовании свойств электростатического поля проникать внутрь патогенных образований и деструктурировать их.

Обе технологии, дополняя друг друга, позволили создать аппарат-модулятор матрицы Гаряева катушками Мишина, который восстанавливает состояние человека (и других живых организмов) до нормы. Поскольку в организме постоянно происходит образование зон с аномальным обменом веществ, накапливаются ошибки в биосинтезе ряда белков, то возникают проблемы со здоровьем. Вихревые потоки устройств Мишина, на которые подаются аналогичные потоки от устройств Гаряева, будучи объединёнными, существенно усиливают положительное воздействие друг друга. Поле, создаваемое катушками Мишина, модулируется матрицами Гаряева.

Методы вихревой медицины Мишина основаны на научных выводах известных учёных последнего столетия: Николы Теслы и его последователей, члена Французской академии наук Арсена д'Арсонваля, его ученика и соратника Джорджа Лаховского, и американского врача, исследователя и учёного, Ройала Реймонда Райфа. Они стояли у истоков теории клеточной осцилляции - положительного влияния резонансных эффектов электрических полей на восстановление потенциала клеточной оболочки. Этот феномен долгое время не использовался в практической медицине из-за ограниченных технических возможностей.

С 2016 года система резонансной терапии развилась в физиотерапию электрическим полем и получила широкое распространение. В данном применении физиотерапия электрическим полем (вихревая физиотерапия) проводится с использованием электрических индукторов, разработанных Александром Мишиным («катушка диск», «катушка-тор», и т.д.), накладываемых на определённые зоны пациента. В основе вихревой



медицины лежит создание условий для включения механизмов саморегуляции.

Эффект от сеансов данной терапии носит долговременный характер. Организм способен запоминать полученное воздействие на долгое время.

При аномальных состояниях клеток проводимость мембран меняется, мембранный потенциал уменьшается. Это приводит к нарушению нормального состояния человека. Применение резонансного воздействия модулятора Гаряева-Мишина приводит к нормализации состояния клеток, тканей и органов. Потенциал клеточной оболочки возрастает, ослабленные клетки снова надолго заряжаются, а выродившиеся клетки могут регенерировать. Иммунная система активируется, клетки запускают энергоинформационные процессы, приводящие к восстановлению организма.

Воздействие модулятора безболезненно, не сопровождается побочными явлениями. Пациент может заниматься таким лечением дома, в расслабленной позе, сидя или лёжа. Воздействию аппарата не препятствует одежда. После сеанса пациент может вести активный образ жизни. Пациенты, благодаря этой терапии, становятся бодрее, сильнее и жизнерадостнее, получают дополнительный заряд жизненной энергии.

Здоровым людям работа с модулятором также полезна. Применение его повышает жизненный тонус, способствует оздоровлению и омоложению организма. Это не только метод лечения многих заболеваний, облегчения болей, воздействие модулятора носит и оздоровительно- профилактическое воздействие.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА

Аппарат для Лингвистико-Волновой медицины представляет собой малогабаритное устройство в прочном пластиковом корпусе (Рисунок 1). Внутри корпуса размещены электронный микропроцессорный блок управления аппаратом, генератор синусоидальных колебаний с присоединяемым к нему гибким кабелем катушками - излучателями.

На корпусе аппарата имеется клавиша включения с индикатором (1), клавиша переключения мощности поля (2) (значение «О» - 50% от мощности работы прибора, «I» - 100% от мощности работы прибора), кнопки управления таймером (3), над каждой расположен светодиодный индикатор. Время работы таймера прибора устанавливается на 15, 30, 60 минут, есть режим постоянной работы прибора. Светодиодный индикатор (8) (Рисунок 2)

регистрирует наличие поля. Корпус аппарата имеет разъём для подключения катушек (4), и разъём для подключения сигнала модуляции от воспроизводящего устройства (5), к которому подключается звуковая программа (матрица Гаряева).




Рисунок 1




Рисунок 2

При лечении воздействуют полем диска или тора (см. Рисунок 2) в зависимости от структуры поражённого органа.

Диском рекомендуется воздействовать на полостные органы (органы брюшной полости, грудной клетки, головы). Тором – на костно-мышечные образования (суставы, связки, мышцы, рефлексогенные зоны тела).



В начале работы рекомендуется воздействовать на организм по 15 минут. Далее время воздействия человек подбирает сам, по появлению ощущений на воздействие поля катушки, либо отсутствию таковых.

При прохождении интенсивного курса лечения воздействие продолжается в течение часа. В профилактических целях – 15-30 минут, через день. Длительность воздействия устанавливается на аппарате таймером (3). После включения модулятора Гаряева-Мишина и установки времени работы, загорается соответствующий индикатор и подаётся звуковой сигнал. После окончания работы таймера также подаётся звуковой сигнал.

В процессе работы диск или тор можно перемещать по зоне воздействия. При повышенной чувствительности к воздействию поля можно уменьшить длительность процедуры.

В комплект модулятора матрицы Гаряева катушками Мишина входят две универсальные программы общего назначения – это «Иммунитет» и «Очищение организма». Для более эффективного воздействия рекомендуем приобретать вместе с модулятором индивидуальные программы – матрицы Гаряева.

Модулятор можно использовать не только для восстановления здоровья человека, но и в животноводстве, растениеводстве.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ

Подключите прибор в розетку сети 220 в.

Нажмите кнопку включения генератора (1) (см. Рисунок 1). Должен загореться голубой индикатор над кнопкой – модулятор подключён к сети и готов к работе.

Подключите к генератору одну из катушек, входящих в комплект, в зависимости от предполагаемой зоны воздействия (см. Рисунок 2). Для этого вставьте в разъём (4) штекер катушки. Выберите кнопкой (2) необходимую мощность (min-max) катушки. Через разъём для подключения сигнала модуляции (5) соедините аппарат с источником программ модуляции (компьютером, ноутбуком, планшетом или mp3-плеером). Запустите необходимую программу. При желании одновременного прослушивания матрицы можно к этому же разъёму подключить наушники (Рисунок 3)




Рисунок 3

В том случае, если Вы решили не подключать аппарат к источнику воспроизведения матрицы, то он будет работать аналогично простой катушке Мишина.

Выставите нужный период времени работы прибора с помощью кнопок таймера (3). Индикаторы голубого света укажут на выбранный режим 15, 30, 60 минут, или ∞ . Используя имеющийся в комплекте внешний индикатор поля (8) (см. Рисунок 2), можно определить наличие поля на самой катушке. При установке индикатора на катушку светодиоды индикатора загорятся ярким белым (жёлтым) светом.



Внимание!

Перед первым включением желательно обработать катушки влажной салфеткой. При этом катушку необходимо отключить от генератора и дать обсохнуть перед подключением.



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА

4.1. Результаты воздействия модулятора

- вызывает устойчивые оздоровительные эффекты;
- восстанавливает подвижность суставов и позвоночника;
- улучшает кровообращение и питание тканей;
- насыщает клетки кислородом;
- способствует оттоку венозной крови и лимфы;
- повышает иммунитет;
- останавливает прогрессирование заболеваний;
- восстанавливает здоровый сон;
- повышает болевой порог;
- уменьшает проявления аллергии;
- обладает противозудным эффектом;
- обладает противовоспалительным и бактерицидным эффектом;
- улучшает тонус и внешний вид кожи;
- защищает мозг от кислородного голодания;
- снижает перевозбуждение нервной системы;
- обладает успокоительным эффектом;
- способствует снижению количества принимаемых препаратов;
- активизирует питьевую воду (ёмкость с водой можно ставить для зарядки на катушку включённого аппарата);
- повышает жизненную энергию;
- устраняет функциональные расстройства различного генеза.

4.2. Показания к применению модулятора Гаряева-Мишина

- невралгии;
- невриты;
- нарушения чувствительности – гипостезии, парестезии;
- остеохондроз позвоночника;
- радикулит;
- мигрени;
- неврозы;
- бессонница;
- нейроциркуляторная дистония;
- энурез;
- нейродермит;
- угревая сыпь;
- экссудативный диатез;

- зудящие дерматозы;
- воспалительные инфильтраты;
- гиперфункция сальных желез;
- целлюлит;
- трофические язвы;
- варикозное расширение вен;
- грибковое и бактериальное поражение кожи;
- заболевания ЛОР-органов;
- воспаления слизистой оболочки рта;
- вазомоторный ринит;
- хронический гайморит;
- заболевания половых органов;
- простатит;
- воспалительные процессы женских половых органов;
- и прочее.

4.3. Применять с осторожностью

- наличие кардиостимулятора;
- беременность;
- не желательно применять вблизи других электронных устройств.



Внимание!

Приём лекарственных средств, применяемых для лечения основного или сопутствующих заболеваний не прекращать.



Внимание!

Из зоны действия катушек удалите все металлические предметы (кольца, серьги, браслеты, цепочки, часы, пряжки, и пр.). Металлические предметы искажают электрическое поле и могут свести на нет весь положительный эффект катушек.



Внимание!

Больным с кардиостимулятором, необходимо иметь ввиду, что электрические поля могут разрядить батарейку, поэтому процедуры следует проводить под присмотром врачей, в стационаре.



Внимание!

Аппарат не имеет противопоказаний и побочных эффектов, абсолютно безопасен.



Внимание!

Нет необходимости класть катушки на голое тело. Электрическое поле без потерь проникает через слои тканей одежды.



Внимание!

Проводите регулярно процедуру воздействия на почки, даже если вы уверены в их нормальном функционировании. Подготовьте почки к интенсивному выбросу шлаков, образующихся в результате действия аппарата на организм.



Внимание!

Постоянно прислушивайтесь к своему телу в процессе сеансов оздоровления. Ощущения могут возникать в разных частях тела, независимо от места накладывания катушек. Это могут быть: покалывания, пульсации, ощущения тяжести или что-то другое. Главное, чтобы они не были сильными, и тем более не вызывали боль. В противном случае нужно немедленно прекратить сеанс.



Внимание!

Время проведения сеансов приблизительно и подбирается каждым пациентом индивидуально, корректируется в зависимости от восприимчивости организма. Длительность сеанса и мощность воздействия выбирается та, которую Вы сможете выносить без появления негативных ощущений. Надо учитывать, что слишком короткие сеансы или малая мощность увеличат время до ожидаемых результатов. В тоже время максимально интенсивное воздействие может привести к повышенной скорости выброса шлаков из организма, что вызовет неприятные ощущения и может нанести вред организму. Почки не будут справляться с большим выбросом токсинов. Одни пациенты это не ощущают, другие чувствуют себя настолько плохо, что вынуждены делать перерыв в работе с прибором на несколько дней. Продолжайте процедуры только в том случае, если Вы выдерживаете 15-30 минутные сеансы, один утром и один вечером, и не ощущаете при этом дискомфорта.



Внимание!

При нарушении выработки ферментов желудочно-кишечного тракта, под действием «катушек» во рту может появиться металлический привкус. Ощущения пройдут примерно через месяц.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Общая для всех это постановка дисковых катушек.

Используется как начальная диагностика организма.

Однако, стоит отметить, что катушки можно ставить на любое место нашего тела.



Первая область постановки дисковых катушек – это **зона пупка**.

Можно воздействовать **до 30 минут**, увеличивая продолжительность **до 1 часа**, в зависимости от восприимчивости пациента.



Вторая область постановки дисковых катушек – **зона щитовидной железы**, район на гортани - ярёмная ямочка.

Воздействие длится **от 15 до 30 минут** в зависимости от состояния человека.

Пациент должен сам отрегулировать время сеанса, ориентируясь на возникающие ощущения при воздействии на организм.



Третья область постановки дисковых катушек - **зона шеи** со стороны спины в районе седьмого шейного позвонка.

Воздействие осуществляется **дисковой катушкой**. Продолжительность - **от 15 до 30 минут**.

При постановке катушек важно захватить грудной отдел. В организме человека между седьмым шейным и первым грудным позвонками чаще всего происходит замыкание связок, нервных окончаний, что вызывает головокружения, обмороки, ощущения тяжести. Нарушается кровоснабжение мозга. Недостаток кислорода вызывает головные боли, бессонницу и т.д., вплоть до проблем с памятью.

При использовании катушек пациенты часто засыпают. Нервные окончания расслабляются, питание мозга усиливается.

Время воздействия катушек на седьмой шейный позвонок и первый позвонок грудного отдела - **15-30 минут**. Если человек чувствует себя нормально, не ощущает дискомфорт, время воздействия можно увеличить **до 1 часа**.

Первоначально возможно повышение артериального давления, но со временем давление стабилизируется. Этого не стоит бояться, но лучше начинать воздействие с **15 минут**, чтобы не вызвать серьёзного повышения давления. Давайте нагрузку поэтапно, через несколько сеансов. Сначала **по 15 минут**, затем, если нет никаких серьёзных побочных явлений, постепенно увеличивать сеанс до 30 минут. Работа с прибором должна проходить спокойно и комфортно, без скачков артериального давления.



Четвёртая область постановки дисковых катушек, - это **зона почек**.

Нужно отметить, что первая область, - зона пупка, куда мы ставили катушки, влияет на органы всей брюшины. Здесь задействованы почки, селезёнка, поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, кишечник, желудок, печень. Помещая катушки на первую зону, мы условно дали первоначальный толчок всем внутренним органам.


Для работы с надпочечниками, зоной почек требуется воздействия непосредственно со спины.

Наиболее часто страдают почки, и, как результат, страдает мочевой пузырь. В большей мере этим страдают женщины, но данная проблема возникает и у мужчин. Это та ветвь, которая даёт энергию человеку и участвует в процессе метаболизма. Поэтому воздействие на данную зону должно проходить отдельно.

Дисковую катушку устанавливаем на позвонок в районе нижней пары рёбер **на 30 минут**. Возможно и более длительное воздействие, так как необходимо определённое время, чтобы отложения из почек по мочевым протокам спустились в мочевой пузырь.

Возможны болевые ощущения, тяжесть или тянущая боль в боках. При появлении признаков боли, не пытайтесь резко увеличивать время воздействия, это может вызвать нежелательные результаты.

Не стоит паниковать, неприятные болевые моменты проходят в течение двух-трёх дней. При этом рекомендуется использовать фитопрепараты, очищающие почки, мочевой пузырь и мочевые протоки.

**Пятая область** постановки дисковых катушек - **зона ануса**.

Дисковую катушку ставим в положении сидя, просто садимся на неё, затрагивая зоны ануса, прямой кишки, как показано на рисунке.


Воздействие на эту зону длится **от 30** и, возможно, **до 60 минут**.

Пациент может почувствовать отягощённость в анусе и прямой кишке. Это говорит о том, что надо переходить в дальнейшем на торовую катушку (см. Рисунок 2).

Зона ануса связана с копчиком и крестцом, так как иннервация (снабжение органов и тканей нервами) идёт от позвоночника. Так как практически у всех людей в той или иной степени наблюдаются хондрозы, артрозы, то возможны случаи обострения этих заболеваний. Бояться этого не надо, это вполне нормально.

Если появились посторонние ощущения, это указывает на проблемный орган. Становится ясно над чем надо работать. Не исключено, что в более серьёзных случаях возможны сильные боли и спазмы.

После ануса переходим в область нижних конечностей.

**Шестая область** постановки дисковых катушек, - **зона нижних конечностей**. Здесь проходят две сосудистые и лимфатическая системы.

Застойные явления чаще всего наблюдаются в нижних конечностях. Если у вас слабеют ноги, гипотрофированы мышцы, очень важно их активировать.

Воздействие на нижние конечности осуществляется постановкой катушек под коленную зону, зону колен и между коленями. В подколенную область ставим дисковую катушку, сначала под правую, а затем под левую ногу. Это необходимо делать в положении лёжа.

Длительность - **15 минут**.


Далее - **стопы**. Мы ставим две стопы на дисковую катушку. Это можно делать и в положении сидя и лёжа. Лёжа придётся это проделывать с согнутыми коленями.

Если же у вас артрит и шипы, то сделайте сначала общую постановку, а затем каждой стопой в центр катушки.

Желательно проводить процедуру симметрично, даже если орган не больной.

Если вы чувствуете, что у вас артрозные, солевые, кислотные отложения в стопах, то обязательно устанавливать катушку на каждую ногу отдельно. Через стопу проходит начало и окончание артериальных и венозных систем. Кровообращение в стопе ответственно за многие болезни ног.

Длительность воздействия на каждую из стоп- **15 минут**.



Дополнительно можно посоветовать задействовать **голову**. Это область родничка.

Воздействие идёт **15 минут**.

После этого советуем активировать область первого позвонка, атланта, ставим катушку на **основание черепа**. Такая постановка усиливает кровообращение и питание мозга.

Длительность постановки катушки на эту область - тоже **15 минут**.

Обычно постановка дисковой катушки на эти две зоны улучшает сон, снимет головную боль и усталость.



6. БИБЛИОГРАФИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ

1. Гаряев П.П., Лингвистико-волновой геном: теория и практика; Институт квантовой генетики. — Киев, 2009 — 218 с. (http://www.wavegenetics.org/Petr_Gariaev.pdf)
2. Ремизов А Н. Медицинская и биологическая физика. — М., 1996.
3. Холодов Ю.А., Лебедева Н.Н. Реакция нервной системы человека на электромагнитные поля. — М. 1991.
4. Самойлов В О., Пономаренко Г.Н., Енин Л.Д. Низкочастотная биоакустика. — Спб., 1994.
5. J.L. Touraine, J. Traeger, H. Bétuel, J.M. Dubernard, J.P. Revillard Cancer in Transplantation: Prevention and Treatment: Proceedings of the 27th Conference on Transplantation and Clinical Immunology, 22-24 May 1995 Dordrecht : Springer Netherlands, 1996.
6. Louis Chauvois D'Arsonval: soixante-cinq ans à travers la science, J. Oliven, 1937
7. Elizabeth Kirkpatrick Dilling, Georges Lakhovsky. The Secret of Life: Electricity, Radiation and Your Body, Noontide Press, 1988.
8. Gerald F. Foye, Royal R. Rife Humanitarian: Betrayed and Persecuted. New Century Press, 30 March. 2002 г.



7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Модель	МОДУЛЯТОР ГАРЯЕВА-МИШИНА
Выходная частота:	200 - 450 кГц
Время сеанса терапии:	5,15,30, минут и ∞
Напряжение питания	220 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, ВА	20
Класс электроприбора	Класс I
Степень электрической защиты	IP54
Габариты аппарата, мм	185×150×100
Условия эксплуатации:	температура окружающего воздуха от +10°C до +30°C, относительная влажность до 80 %



8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Количество
1	Аппарат «Модулятор Гаряева-Мишина»	1
2	Катушки	2
3	Индикатор поля	1
4	Аудио кабель миниджек-миниджек 3.5 мм	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Пакет универсальных программ П.П. Гаряева	1
7	Упаковочная тара	1



9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Конструкция аппарата обеспечивает надлежащую безопасность для пользователя.
2. Запрещается использование аппарата без предварительного изучения настоящего руководства по эксплуатации и медицинской инструкции.
3. Запрещается включать аппарат при открытом корпусе.
4. Разборка и ремонт аппарата разрешаются только специалистам, имеющим необходимую квалификацию.
5. Запрещается пользоваться неисправным аппаратом.
6. Запрещается пользоваться аппаратом во влажных помещениях (например, в ванной комнате), а также при попадании влаги внутрь корпуса.
7. При нарушении работоспособности аппарата и в аварийных ситуациях следует сразу же выключить аппарат.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Аппарат должен храниться в складских помещениях при температуре воздуха от +5°C до +45°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию, не допускается.
2. Транспортировка аппарата в транспортной таре может осуществляться всеми видами закрытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. При транспортировке самолётом, аппараты должны быть размещены в отапливаемом герметичном отсеке.



11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу аппарата при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.
3. Гарантийное обслуживание обеспечивает ООО МНПФ «ЮКОНД» при предъявлении паспорта с отметкой о приобретении и датой продажи.
4. В случае выхода прибора из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока аппарат ремонтируется или заменяется за счёт изготовителя при предъявлении паспорта с отметкой о приобретении и датой продажи.
5. При необходимости гарантийной замены или ремонта аппарата следует обращаться по месту его приобретения.
6. Гарантийные обязательства прекращаются в следующих случаях: нарушение целостности прибора, наличие следов повреждений, вызванных попаданием влаги внутрь корпуса.



12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат для физиотерапии «Модулятор Гаряева – Мишина» изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 4237-007-40958670-2018 и признан годным для эксплуатации.

Контролер: _____

Изготовитель: ООО МНПФ «ЮКОНД» для «БИОКВАНТ»

Дата выпуска: «__» _____ 20__ г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная научно-производственная фирма "ЮКОНД"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Самарская Область, 445046, город Тольятти, улица Лизы Чайкиной, дом 26, квартира 124, основной государственный регистрационный номер: 1156313058274, номер телефона: 88482458242, адрес электронной почты: Yukond@mail.ru

в лице Генерального директора Куницына Юрия Геннадьевича

заявляет, что Приборы электрические не бытового назначения, модель: "Модулятор МАТРИЦЫ Гаряева с катушками Мишина".

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная научно-производственная фирма "ЮКОНД", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Самарская Область, 445046, город Тольятти, улица Лизы Чайкиной, дом 26, квартира 124

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4237-007-40958670-2018

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8543 Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ДИЛ01/ГР062018/2387 от 15.11.2018 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАПОЛИС», аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЛ.00001, сроком действия до 09.01.2021 года

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Требования ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" соблюдаются в результате применения на добровольной основе: ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4); ГОСТ 30805.14.1-2013 раздел 4 Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений; ГОСТ 30805.14.2-2013 раздел 4 Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. .

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.11.2021 включительно



Куницын Юрий Геннадьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА27.В.07703/18

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.11.2018