


Коронавирус COVID-19 методы борьбы и профилактика.

Для начала немного о самом вирусе. COVID-19. Вирус имеет ряд недостатков, которые можно использовать как его уязвимость. Главный его недостаток что он не может долго выдерживать температуру выше 25 градусов Цельсия (на воздухе). Именно 25 градусов. Этот параметр действует только при влажности окружающей среды 40-60%. При попадании в организм у вируса включаются все механизмы и он начинает разрушаться при более высоких температурах 39- 40 градусов. Самая благоприятная температура для распространения вируса 9-15 градусов. Второй недостаток вируса это его размер. Вирус имеет средний размер 100 нанометров, поэтому он начинает распадаться от действия глубокого ультрафиолетового излучения, спектр которого присутствует в Солнечном свете. Наиболее разрушительным для вируса является длина волны 100-150 нанометров и также кратная составляющая 410-430 нанометров. Так что время года — весна самое благоприятное время для распространения вируса. С появлением тепла и увеличении солнечной активности действия вируса резко пойдет на спад.

А пока хочу рассказать почему вирус активнее действует на более пожилое поколение и проходит стороной молодое.

Всё дело в крови человека — его красные кровяные тельца (эритроциты). Эритроциты — высокоспециализированные клетки, функцией которых является перенос кислорода из лёгких к тканям тела и транспорт диоксида углерода (CO_2) в обратном направлении.



Эритроциты имеют энергетический показатель — определённую вибрацию, которая не даёт клеткам слипаться. При потере энергии у эритроцита они начинают притягиваться друг к другу (слипаться), образуя некие сгустки.

Тут начинаются необратимые процессы — первое это снижается уровень кислорода доставляемого к клеткам организма. От недостатка кислорода клетки начинают голодать и погибать. Это приводит так же к ослаблению иммунной системы человека. Мало того сгустки эритроцитов плохо проходят через мелкие капилляры, и начинают забивать их. В результате такого засора определённые части организма не получают кислород и начинается процесс разрушения (старость).

У молодого поколения энергия эритроцитов достаточная и поэтому кровь более разрежена. У пожилых людей кровь густеет. От этого возникает множество проблем, том числе ослабевание работы иммунной системы !!!

На просторах интернета я нашел довольно интересный аппарат — это лазерный браслет на запястье. Который применяется при высоком кровяном давлении, высоком содержании холестерина, при диабете, рините, тромбозе.



Front Behind


Improves high blood pressure


Improves blood viscosity


Repairs nasal mucosa


Prevents diabetes








ТВ 650 нм лазерная физиотерапия диабетические наручные часы диод полупроводниковый лазер синусит терапевтический аппарат защита сердечного м озга

★★★★★ 5.0 ∨ 9 Отзывы 10 заказа(ов)

2 937,82 - 3 747,63 руб. ~~4 590,04 — 5 856,08 руб.~~ -36%

Цвет:






Количество:


— 1 + 389886 шт. в наличии

Купить сейчас

Добавить в корзину

 91

 **Бесплатный возврат**
По любой причине в течение 15 д.



оплис

1 заказ

10 лет AliExpress

До окончания
1 д. 23 : 19 : 29

6 228,40 руб. ~~11 324,36 руб.~~ -45%

+ Скидка 162,94 руб. за каждые 1 222,05 руб. [Получить купоны](#)

Цвет:




Количество:

— 1 + Дополнительно Скидка 5% (от 12 шт.)
399 шт. в наличии

Бесплатная доставка
В Russian Federation через AliExpress Standard Shipping ∨
Расчётное время доставки: 11/05 🕒

Купить сейчас

Добавить в корзину

 4

На первый взгляд ни чего обычного. Бескорпусные лазерные диоды, таймер, аккумулятор всё в одном удобном корпусе.

Но после глубокого изучения действия прибора оказалось что он очень эффективен.

На самом деле длина волны 650 нанометров (красный свет) очень глубоко проникает в человеческие ткани. И самое главное эта длина волны начинает возбуждать эритроциты, придавая им дополнительную энергию. Вибрация эритроцитов при этом восстанавливается полностью.!!! И после действия такого прибора они не «кучкуются» вместе, а функционируют нормально.

Несколько тысяч рублей, на пять лазерных диодов, отдавать русскому человеку религия не позволяет.))) Поэтому для эксперимента я просто зажал бескорпусные лазерные диоды. Собрал прибор я стал проверять действия на себе. Эффективно !!!

Но первое что я стал сомневаться — насчет поляризации света, как ведёт себя поляризация в тканях человека. И обязательно ли нужен ли лазер с поляризованным светом?

Небольшой опыт доказал мою правоту. Небольшой участок поверхности кожи я аккуратно срезал у себя.) И после посветил на него лазером. Через очки с линейной поляризацией я посмотрел на свет и выяснил, что поляризация полностью потеряна и поляриность стала хаотической. Что в принципе и следовало ожидать. Получается что поляризованный свет от лазера рассеивается уже на поверхности кожи (в верхних слоях) и в ткани поступает простой монохромный свет. А это упрощает конструкцию, потому как не обязательно использовать лазерные диоды, а достаточно применить монохромные светодиоды (узко диапазонные). Светодиоды более удобные для эксплуатации. У них нет тонких выводов, нет открытого кристалла, как у лазерного диода, да и срок службы при номинальном токе достаточно высок.

Мой выбор упал на монохромные диоды 660 (deep red) нанометров мощностью 3 ватта. 10 штук мне обошлись 228 руб.

OTdiode®



10 шт. 1 Вт 3 Вт Высокая мощность LED полный спектр белый теплый белый з
еленый синий темно-красный 660nm Королевский Синий ИК УФ с 20 мм черна
я звезда PCB

★★★★★ 5.0 ~ 163 Отзывы 438 заказа(ов)

10 лет AliExpress

До окончания
1 д 22 : 42 : 31

228,12 руб. / набор (10 шт.)

259,08 руб. -12%

Испускаемый цвет: 3W

1W

3W

Мощность в ваттах: Deep red 660nm

Warm White 3000k

Natural White 4000k

Cool White 6000k

Cold White 10000k

IR 730nm

Cold White 20000k

Cold White 30000k

Blue 460 to 470nm

Royal Blue 445nm

Green 520 to 530nm

IR 850nm

IR 940nm

Red 620 to 630nm

Deep red 660nm

UV 365 to 370nm

UV 380 to 385nm

UV 395 to 400nm

UV 420 to 425nm

Full 380 to 840nm

Cyan 490nm

После поиска варианта конструкции нашёл самый легкий вариант — это ферритовое кольцо нужного диаметра и двухсторонний скотч.))

Конструкция получается очень проста.!!

Для этого вам потребуется — диод 660 нанометров, резистор 10 ом 2 ватта, небольшой радиатор для светодиода (можно не ставить) и двухсторонний скотч.

На фото выглядит так.:))



Радиатор приклеен при помощи тонкого двух стороннего скотча. Ферритовое кольцо нашёл по тяжелее (гантеля), так удобнее лежит на руке.
Светодиод включается через резистор 10 ом 2 ватта и питается от источника 5 вольт. Это может быть и зарядное устройство для сотового телефона или повербанк.

Теперь как этим пользоваться.

Первое что нужно — это принять удобную позу и расслабиться. Это нужно обязательно для хорошего притока крови.

Далее на левой руке нужно нащупать пульс и на это место положить светодиод.



Теперь просто нужно немного отдохнуть. Время циркуляции крови около 30 минут. Поэтому постарайтесь спокойно полежать это время. Желательно это делать перед сном. Не нужно волноваться что можете уснуть с этим устройством. Даже если и уснёте, то от этого не будет ни чего плохого. Кровь станет ещё чище.

Это на первый взгляд простое устройство на самом деле очень полезно и его следует постоянно принимать людям после 40-45 лет. Оно не только поднимет ваш иммунитет, но и излечит от многих болезней.

А в эпидемию гриппа и других сезонных болезнях это самое первое средство!!!

Проверяя на людях я заметил нормализацию кровяного давления, очистку лёгких после первых сеансов (сравнимо с действием отхаркивающего средства), нормализация уровня сахара в крови и др. хорошие результаты.

Всем здоровья!!!

Дорохов А.П. 2020 год.